

Contour[®]
plus ONE[»]
优安进[®]

使用
优安进血糖仪
血糖数据汇总功能



Contour.
plus **ONE**[®]
优安进[®]

血糖数据汇总可以帮助您了解
您的监测情况，血糖情况，让
您更好的管理自己的血糖



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

1. 月血糖数据汇总

您可以点击页面底部菜单栏**血糖管家**进入到血糖管家页面，从功能列表中点击**月血糖数据汇总**进入



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 月血糖数据汇总

您可以通过月血糖数据汇总查看到您的**监测次数**、**血糖概览**、**血糖范围**、**标准差值**、**变异性**、**糖化血红蛋白**等内容



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

2. 月血糖数据汇总

您可以通过月血糖数据汇总查看到
您的餐前餐后血糖分析



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

3. 月血糖数据汇总

您可以将您的报告分享给医生作参考，为您制定更合理的控糖方案。

您可以将您的报告分享给亲人、朋友，让他人了解您目前的健康情况



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

4. 月血糖数据汇总

您可以点击页面底部菜单栏**血糖管家**进入到血糖管家页面，从功能列表中点击**周血糖数据汇总**进入



Contour
plus ONE[®]
优安进[®]

5. 周糖数据汇总

您可以通过周报查看您每周的监测数据，更直观的了解自己的血糖情况



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

6. 臻爱糖友社区

您可以点击页面底部菜单栏**臻爱糖友社区**按钮进入



Contour[®]
plus ONE[®]
优安进[®]

7. 月血糖数据汇总

您可以关注**臻爱糖友社区**公众号

可查看更多报告内容



Contour[®]
plus ONE[™]
优安进[®]

如果您对**CONTOUR® PLUS ONE**优安进®智能血糖仪和臻爱管家小程序应用有任何疑问，请咨询您的医疗保健专业人员，并参阅产品使用指南，如欲了解更多资讯或查询您的国家是否有**CONTOUR® PLUS ONE**优安进®血糖仪，请浏览 www.ascensiachina.com



请变更目标范围，饮食和运动前先咨询您的医疗保健专业人员
获取臻爱管家小程序，用微信扫描 臻爱管家 小程序码或者二维码进入



微信扫一扫，使用小程序



Contour.
plus ONE[®]
优安进[®]

Ascensia、Ascensia Diabetes Care 标志及Contour均为健臻(Ascensia Diabetes Care Holdings AG)的商标和及/或注册商标。

©版权所有 2018 Ascensia Diabetes Care Holdings AG

WWW.ASCENSIACHINA.COM

